


fasciotens® Abdomen

Guia rápido



Sugestão:
Coloque o Guia rápido
perto do doente para
informação da equipa
de tratamento.





fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Constituição do produto


⚠ No início de cada nova instalação, rode o botão rotativo de ajuste manual preto para cima, até que fique nivelado com a tampa limitadora.



Ajuste da altura e largura (opcional)



Ajuste da força de tração






⚠ Rode o botão de ajuste manual preto para regular a força de tração.





⚠ Efetue verificações regulares da força de tração e ajuste-a, se necessário, dentro do intervalo previamente definido.

Fixação das linhas de sutura

⚠ É necessário controlar a tensão de base de todas as linhas de sutura. Se necessário, as linhas de sutura devem ser esticadas novamente.



Desmontagem na limpeza diária e em caso de emergência



⚠ Mais instruções de segurança

As bases de apoio são colocadas apenas sobre a pele intacta.


É preciso certificar-se de que nenhum objeto estranho fica preso debaixo das bases de apoio, p. ex., fios, elétrodos, cabos de alimentação e condução, etc.

Coloque sempre acolchoados por baixo das bases de apoio com pensos absorventes grandes sem dobras ou materiais similares sem dobras.

O equipamento não pode ser colocado nos genitais.

Para evitar irritações da pele, recomendamos intervalos de tração de cerca de 5 horas, seguidas de uma hora de pausa de tração.

Tutorial em vídeo



fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Observe as instruções de utilização completas!

fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



fasciotens GmbH

Moltkeplatz 1

D-45138 Essen | Alemanha

www.fasciotens.de

info@fasciotens.de

Tel. +49 221 17738500

Suporte:

support@fasciotens.de

Tel.: +49 221 17738500

fasciotens GmbH

Aachener Str. 1053-1055

D-50858 Köln | Alemanha